



Flessenwarmers



LIFE STARTS WITH US

Baby's zijn extreem gevoelige patiënten, wiens immuunsysteem en spijsverteringsstelsel nog niet volgroeid zijn.

Indien rechtstreekse borstvoeding niet mogelijk is, krijgt het veilig en hygiënisch bereiden van hun voedsel de hoogste prioriteit.



Flessen in alle veiligheid opwarmen
in een hygiënische omgeving **met de
waterloze flessenwarmers van Beldico.**

De Beldico-flessenwarmer verwarmt geheel droog door contact, zonder water, zonder luchtcirculatie of ventilator. Daarom is dit **de ideale oplossing voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen** die de risico's voor kruisbesmetting beperkt.

De Beldico-flessenwarmer functioneert via een gecontroleerd homogeen verwarmingsprincipe van de babymelk op ongeveer 36°C, zodat geen 'hete zones' ontstaan (plaatselijke hete zones die brandwonden kunnen veroorzaken en vooral ontstaan tijdens verwarming in de magnetron). Ook de **kwaliteit van de melk blijft volledig behouden** in termen van zowel vitamines als immuuniteitsversterkende stoffen.





Verschillende modellen om verschillende inhoudsmaten voeding te verwarmen

- **1BA120** voor 1 fles van 130 ml
- **2BA120** voor 2 flessen van 130 ml
- **2BA240** voor 2 flessen van 240 ml
- **4BA120** voor 4 flessen van 130 ml
- **4BA240** voor 4 flessen van 240 ml
- **8BA50** voor 8 flessen van 50 ml
- **8BA120** voor 8 flessen van 130 ml
- **8BA240** voor 8 flessen van 240 ml

• **HYGIËNISCH** : Droge verwarmingstechniek, via contact, ter beperking van het risico van ontwikkeling van externe ziektekiemen. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging en ontsmetting van het apparaat.*

• **VEILIG en RISICOVRIJ** : Verwarmingselement van stevig aluminium, geanodiseerd en uitgerust met een elektronische veiligheidsthermostaat.

• **EENVOUDIG TE GEBRUIKEN** : Inschakelen en bediening met één knop. Houd een constante ingestelde temperatuur aan tot het apparaat door de gebruiker wordt uitgeschakeld. Mogelijkheid om het geluidsalarm in te schakelen ter aanduiding van het einde van de ingestelde verwarmingsperiode.

• **FLEXIBEL** : Inzetstukken verkrijgbaar voor verschillende soorten glazen, plastic, voorgevulde flessen of spuitjes, om 1, 2, 4 of 8 flessen tegelijk te verwarmen. Mogelijkheid om houders op maat te laten maken.

• **PRAKTISCH** : Maken het mogelijk om verschillende maten flessen of spuitjes tegelijk te verwarmen om te voldoen aan de behoeften van de verschillende baby's op de afdeling.



Inzetstukken zijn verkrijgbaar om flessen en enterale spuitjes met verschillende inhoudsmaten in dezelfde flessenwarmer te verwarmen.

De inzetstukken zijn zo ontworpen dat ze precies in de holtes van de flessenwarmer passen en verdelen de warmte continu en homogeen.

*Neem contact met ons op voor de lijst met ontsmettingsproducten die compatibel zijn met flessenwarmers en inzetstukken van Beldico.



TECHNISCHE GEGEVENSKAART

Standaardkenmerken

Om de melk met een optimale doeltreffendheid op te warmen, moeten de flessen geheel in contact staan met de wanden van de flessenwarmer: de houders kunnen op maat gemaakt worden.

Verwarmingstechniek	Droog, door contact		
Timer	Ja, met inschakelbaar alarm		
Warmhouden	Ja, zelfs na uitschakelen van het geluidsalarm		
Bescherming tegen oververhitting	Vooraf ingestelde elektronische bescherming op 37,0°C (± 0,5°C), maximaal instelbaar tot 49,5°C Aanvullende mechanische bescherming op 55°C		
Afmetingen van een flessenhouders	De afmetingen van de standaardhouders zijn afgestemd op Beldico-flessen : • 50 ml: hoogte = 74,0 mm / buitendiameter = 35 mm • 130 ml: hoogte = 98,5 mm / buitendiameter = 53,2 mm • 240 ml: hoogte = 152,5 mm / buitendiameter = 53,2 mm Het is mogelijk om houders op maat te laten maken.		
Verkleiners	Naar keuze voor flessen of enterale voedingsspuiten		
Spanning	230V/110V – 50Hz/60Hz		
Elektriciteitsverbruik	1BA120 : 100 Watt 2BA(G)120 & 2BA(G)240 : 300 Watt	4BA(G)120 : 300 Watt 4BA(G)240 : 600 Watt	8BA50 & 8BA(G)120 : 400 Watt 8BA(G)240 : 1000 Watt
Zekering	5 Ampère		
Beschermingsniveau	IP40		
Type stopcontact (IEC-stekker)	Type EU (US, UK of CH als optie)		
Afmetingen	1BA120 : 160 x 100 x 115 mm 2BA(G)120 & 2BA(G)240 : 215 x 150 x 145 mm	4BA(G)120 & 4BA(G)240 : 260 x 150 x 140 mm	8BA50 & 8BA(G)120 : 390 x 150 x 85 mm 8BA(G)240 : 390 x 150 x 145 mm
Gewicht	1BA120 : 1kg 2BA(G)120 : 1,5kg 2BA(G)240 : 2,2kg	4BA(G)120 & 4BA(G)240 : 3 kg	8BA50 : 5.8 kg 8BA(G)120 : 4.5 kg 8BA(G)240 : 5.5 kg
Gebruiksvoorwaarden	van +5°C tot +40°C		
Opslag- en vervoersvoorwaarden	van -10°C tot +50°C		
Normen	EN ISO 12100, EN61010-1, EN61000-3-2, EN55011, CE-markering		

Beldico ontwerpt, produceert en commercialiseert medische hulpmiddelen voor babyvoeding en richt zich specifiek op de behoeften van pasgeborenen en premature baby's.

Flessen - borstkolven - spenen - fopsenen
Kolven en bewerken van moedermelk
Opwarmen van moedermelk of flesvoeding

Fabrikant

AERNE ANALYTIC E.K

DUITSLAND

www.aerne-analytic.de

Verdelers

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.

Chaussée de Wavre 1110/7

BE-1160 Auderghem

Brussel

BELGIË

Tel: 0032 (0) 2 660 50 75

www.intermed.be

BELDICO B.V.

Marketing 22b

NL-6921 RE Duiven

NEDERLAND

Tel : 0031 (0) 263 210 210

www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S

ZA Node Park Touraine

Rue Gilles de Gennes - BP8

F-37310 Tauxigny

FRANKRIJK

Tel : 0033 (0) 247 255 650

www.beldico.fr