

## SanoSkin® Cleanser

### Soin des plaies

**SanoSkin® Cleanser** est une solution aqueuse de chlorhexidine, glycérol et polysorbate pour nettoyer les plaies. Le **SanoSkin® Cleanser** enlève les débris et les micro-organismes, rince et nettoie.

Le traitement des plaies moderne recommande un nettoyant à base d'eau physiologique mélangée à des détergents doux (non cytotoxiques). En conséquence, les graisses et les protéines présentes dans le liquide de la plaie sont dissoutes plus rapidement et sont efficacement éliminées.

Le polysorbate dissout rapidement les protéines et les graisses et la chlorhexidine garantit qu'aucun micro-organisme ne peut se développer dans la solution en cas de contamination éventuelle.



### SanoSkin® Cleanser

- Le **SanoSkin® Cleanser** contient de la glycérine, ce qui adoucit la solution et ce qui sauve aussi la peau environnante.
- Le **SanoSkin® Cleanser** contient du polysorbate 20 qui, en tant que détergent et émulsifiant, dissout graisses et protéines.
- Le **SanoSkin® Cleanser** système de pulvérisation facilite le contrôle de la puissance du faisceau. Le débit réglable permet de traiter ainsi des plaies simples et des plaies difficiles à nettoyer.
- Le **SanoSkin® Cleanser** contient 250 ml en solution.
- Le **SanoSkin® Cleanser** ne contient pas de matières piquantes (acides), ce qui renforce le confort du patient.
- Le **SanoSkin® Cleanser** est protégé durant plusieurs années de la contamination microbiologique grâce à la présence, dans une mesure limitée, de chlorhexidine.

### Information de commande

Le **SanoSkin® Cleanser** est disponible dans un flacon de 250 ml.


Code de commande	Code CNK	Emballage	Contenu
8394012	2705-788	6 x 250 ml/doos	250 cc.

## SanoSkin® Cleanser

### Instructions d'utilisation

- Mettez le bec en position « Spray » (irrigation) ou « Stream » (nettoyage).
- Mettez le bec en position « Off » après chaque utilisation.

### Usages



### Ingrédients

Aqua, Polysorbate 20, Glycérol, Sorbitol, Digluconate de Chlorhexidine, Hydroxyde de sodium.

### Indications

Enlève débris et micro-organismes, rince et nettoie.

### Contre-indications

Il n'y a aucune contre-indication à ce jour.

### Précautions

Ne pas utiliser comme antiseptique.



#### INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS

Chaussée de Wavre 1110 boîte 7

1160 Auderghem - Belgique

Tél: +32 (0)2 660 50 75 - Fax: +32 (0)2 660 20 98

[www.intermed.be](http://www.intermed.be) – [info@intermed.be](mailto:info@intermed.be)

