

Distribué par :



Fabriqué par :

Dale

Breezelock - Support de tube endotrachéal

Pour une stabilisation fiable des sondes endotrachéales



Le support de tube endotrachéal Dale BreezeLock permet une stabilisation fiable des tubes endotrachéaux (taille 7,0-10,0 mm). Le support convient aux patients intubés en position couchée sur le dos ou le ventre.

Contactez-nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@hospithera.com

Hospithera sa • Route de Lennik 451 • 1070 Bruxelles • Belgium • www.hospithera.com

Breezelock - Support de tube endotrachéal

Avantages :

- Traction minimale du tube.
- La glissière du tube permet de repositionner facilement le tube ET.
- Accès facile pour les soins bucco-dentaires.
- Empêche le vrillage ou l'aplatissement du tube endotrachéal.
- Les fermetures à crochets et à boucles assurent un ajustement sûr et aident à prévenir l'extubation accidentelle.
- L'adhésif doux pour la peau peut être laissé en place jusqu'à 3 jours.
- La bande de cou coussinée est douce et confortable sur le visage et le cou.
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Le 'Stabilock Breezelock' est facile à appliquer et à ajuster au patient. Le porte-tube est idéal pour les peaux sensibles, grâce à l'utilisation de matériaux doux et peut être facilement retiré, sans aucune forme d'irritation.



Référence	Dimension	Emballage
DL280	Stabilock Breezelock – Support de tube endotrachéal (taille 7.0 – 10.0mm)	10/boîte

Contactez-nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@hospithera.com