

Distribué par :



Fabriqué par :

Dale[®]

Fixation pour canule de Trachéotomie

Pour la fixation sûre d'une trachéotomie



Les fixations pour canule de trachéotomie Dale sont conçues pour permettre un positionnement sécurisé et minimiser les déplacements du tube de trachéotomie.

La doublure anti-humidité de la bande de cou, qui est en contact direct de la peau du patient, est ajustable en deux parties. Elle permet de garder la peau sèche et de réduire les risques de lésion cutanée.

Les attaches Velcro, des deux côtés, sont facilement réglables et limitent le mouvement de la canule de trachéotomie, ce qui réduit considérablement le risque d'irritation trachéale et de décanulation accidentelle.

Contactez nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@hospithera.com


Hospithera • Route de Lennik 451 • 1070 Bruxelles • Belgium
02 535 03 80 • info.interventionalcare@hospithera.com • www.hospithera.com

Fixation pour canule de Trachéotomie

Avantages:

- Rapide et facile à appliquer.
- Couche anti-humidité, permettant de garder le cou sec.
- Porte-tube de trachéotomie réglable, qui empêche le double pliage du porte-tube.
- Matériau extensible, se relâche en cas de toux ou d'œdème.
- Dessin adapté pour les modèles enfant.

Choix entre 4 références en fonction du patient :



Référence	Description / dimension
DL 242	Pediprints: tour de cou jusqu'à 23 cm
DL 241	Pediprints: tour de cou jusqu'à 45,5 cm
DL 240	Tour de cou jusqu'à 49,5 cm
DL 244	Version bariatric: tour de cou jusqu'à 71 cm

Contactez nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@hospithera.com