


Dale Hold-n-Place[®]: Sécurisation des cathéters Gagnez du temps de soins avec nos systèmes de fixation



Les porte-cathéters Hold-n-Place® de Dale sont dotés d'un système de verrouillage qui maintient fermement le cathéter en place, réduisant ainsi le risque d'érosion urétrale, de spasmes vésicaux et de traumatismes. Cela représente une sécurité pour le patient, et vous gagnez un temps précieux au niveau des soins infirmiers!

Faites votre choix en fonction de vos besoins :

Bande pour les jambes

Cette bande souple, fabriquée dans un matériau extensible, est placée autour de la jambe du patient et distribue la compression de manière uniforme autour de sa cuisse afin de minimiser la pression circonférentielle.


La sonde vésicale est fixée au niveau de la pièce en Y à l'aide d'un mécanisme de vérouillage Velcro breveté.

Une solution idéale pour les patients mobiles qui doivent avoir (≥ 1 semaine) une sonde vésicale.

Ajustable jusqu'à 76 cm.







Bande de jambe / ceinture

Une version plus grande est également disponible, elle est parfaite pour vos patients bariatriques et peut également être utilisée comme ceinture pour fixer un tube sus-pubien.


Ajustable jusqu'à 142 cm.

Le pansement

Pansement de fixation pour la jambe du patient, très agréable pour la peau et respirant.

Il est recommandé pour les cathétérismes de courte durée (remplacement tous les 3 jours).





Avantages:

- Réduit le risque d'ablation traumatique, de crampes vésicales et d'érosion urétrale.
- Système de fermeture facile : insertion et repositionnement rapides.
- Convient à tous les types de cathéters de Foley.
- Tailles universelles, convenant à tous les patients

Contactez-nous: 02 535 03 80 / info.interventionalcare@tsc-be.com