

Porte sonde Naso-Gastrique Dale

Fixation adhésive pour sondes d'alimentation et d'aspiration



Le porte sonde naso-gastrique Dale est idéal pour les tubes d'alimentation et d'aspiration de différentes tailles, de 5 - 18 French comme :

- Sonde Salem (sonde d'estomac avec lumen)
- Sonde de Levin (sonde naso-gastrique)
- Sonde d'alimentation

Les extrémités uniques à double emboîtement assurent une fixation supérieure de la sonde.

Les extrémités non collantes permettent de retirer facilement le porte sonde sans avoir besoin de ciseaux ni d'autres solutions de retrait.

Contactez-nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@tsc-be.com

Avantages:

- Facile à utiliser
- Fixation ultime de différentes sondes
- Préviend l'irritation, l'érosion ou les escarres au nez.
- Le tissu flexible permet d'ajuster la forme à toutes les morphologies
- Extrémité non adhésive ; le support peut être facilement retiré.
- Ne sont pas fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel



Le porte sonde naso-gastrique est **facile** à placer et peut être porté jusqu'à trois jours chez la plupart des patients. L'adhésif est **respectueux de la peau**, tout en ayant une force adhésive suffisante pour fixer une grande variété de tubes. Aucun résidu adhésif ou collant ne subsiste après le retrait. Le tissu respirant possède une certaine **souplesse** qui lui permet de mieux s'adapter à la forme du nez du patient.

Autres applications de l'utilisation d'une sonde naso-gastrique :

- Installation d'une sonde manométrique
- 24 heures de mesures d'impédance PH

Reference	Description
DL 160	Porte sonde naso-gastrique (adultes)

Contactez-nous : 02 535 03 80 / info.interventionalcare@tsc-be.com