


AIGUILLE NEUROPOLE XE-PRF

Pour les procédures de radiofréquence pulsée




- Pour les procédures de radiofréquence pulsée, avec une longueur de pointe de 5 mm et 10 mm
- Prise en main ergonomique et facile à manipuler
- Long tube flexible avec Luer Lock
- Connexion électrique solide et sûre

AIGUILLE TOP NEUROPOLE XE-PRF

Nos aiguilles XE classiques bien connues, largement utilisées pour les lésions non thermorégulées de la branche médiale, ont été redéveloppées ! Il en résulte une nouvelle aiguille de pointe, principalement destinée aux procédures de radiofréquence pulsée : la **Neuropole XE-PRF**.

Avec une nouvelle poignée ergonomique améliorée, un manchon rigide - recouvert de notre téflon de qualité médicale de qualité supérieure - et une pointe plus nette, la manipulation et les manœuvres sont extrêmement confortables. Le tube long et flexible est équipé d'une connexion Luer Lock et d'un capuchon sécurisé. Le câblage électrique séparé avec connecteur femelle forme une connexion solide avec le générateur (P)RF.

Comme XE, les aiguilles Neuropole XE-PRF sont disponibles en différentes longueurs selon vos préférences. Les nouvelles longueurs de pointe de 10 mm et 15 mm élargissent cette gamme et permettent une variété de nouvelles options de traitement.



Référence	Longueur	Gauge	Pointe active	Conditionnement
654101	60 mm	23 G	5 mm	10 pièces / boîte
654104	60 mm		10 mm	
654102	100 mm		5 mm	
654105	100 mm		10 mm	
654103	150 mm		5 mm	
654106	150 mm		10 mm	

