



Biberons & Tétines

Usage Unique – Dispositif Médical



LIFE STARTS WITH US

Les bébés sont des patients extrêmement sensibles, dont le système immunitaire et le système digestif sont encore en cours de maturation.

L'enjeu est de sauvegarder l'allaitement qui est mis à rude épreuve lors des hospitalisations des bébés. Lorsque l'allaitement direct au sein n'est pas possible, la priorité est de collecter, préparer et dispenser leur alimentation de **façon hygiénique et en toute sécurité**.



Nourrir les plus fragiles en toute sécurité avec les **biberons et tétines Beldico stériles ou bactériologiquement propres**

Beldico met à disposition une gamme complète de **biberons et tétines prêts à l'emploi** pour bébés, qui répond aux besoins de chaque enfant hospitalisé dans les services de **néonatalogie**, de **maternité** et de **pédiatrie**.

Les biberons et tétines Beldico sont des dispositifs médicaux à usage unique prévus pour la **collecte** et le **stockage** de lait maternel, la **préparation** et **l'administration** de lait maternel, de lait reconstitué ou autre type d'alimentation liquide, avec ou sans ajout de médicaments ou nutriments.

Les biberons et tétines Beldico, stériles ou bactériologiquement propres, limitent le risque de développement de germes externes et **préservent la qualité du lait maternel, de sa collecte à son administration** à des enfants prématurés, ou des nourrissons vulnérables, séjournant en milieu hospitalier.

0%

Sans
BPA/BPS

0%

Sans
Latex

0%


Sans
Phtalates



Compatible
usage
alimentaire



Sans goût
ni odeur



Les biberons

Les 5 volumes de biberons Beldico disponibles permettent de faire évoluer le contenant en fonction des besoins de la mère, de l'enfant et des soignants.

Le biberon à colostrum possède un culot arrondi pour permettre aux soignants de récupérer jusqu'à la dernière goutte du précieux 1er lait maternel.



- **SÛRS ET FIABLES** : Le plastique résistant et rigide, protège l'enfant des déglutitions forcées. De qualité alimentaire, les biberons Beldico sont certifiés sans latex, sans phtalates, sans BPA et BPS.
- **PRÉCIS** : L'échelle de graduation noire permet un suivi facile et précis des quantités de lait collectées puis administrées.
- **RÉSISTANTS** : Les biberons Beldico supportent la congélation jusqu'à -20°C , le réchauffement et la pasteurisation jusqu'à $+65^{\circ}\text{C}$.

Les tétines

Les différents débits des tétines Beldico (1 ou 3 vitesses) permettent de répondre aux besoins des prématurés, des nouveau-nés ainsi que des enfants en bas âge.



- **HYGIÉNIQUE** : Les cache-tétines garantissent une protection physique et aseptique de la tétine jusqu'à l'administration du lait à l'enfant.
- **ANTI-FUITE** : La souplesse de la tétine, son indépendance vis-à-vis de l'anneau et son large retour sous l'anneau lui permettent d'assurer l'étanchéité lors de la fixation sur le biberon.
- **ADAPTÉES** : Grâce à son bout rond extra-souple, la tétine s'adapte à la plupart des bouches des bébés, y compris ceux qui ont des difficultés à téter. Sa matière douce non collante, sans goût et sans odeur est proche de la sensation du sein.

Caractéristiques standards

Afin de répondre aux besoins des petits patients, de leurs parents et des équipes soignantes, Beldico a développé une large gamme de biberons et tétines prêts à l'emploi, en pas de vis universel, disponible dans **différentes configurations adaptées** à chaque besoin hospitalier :

Biberons avec ou sans bouchon

| | Biberon 40 ml | Biberon 50 ml | Biberon 80 ml | Biberon 130 ml | Biberon 240 ml |
|----------------|---|---|---|---|---|
| Biberon bouché |  ETO |  ETO G |  ETO G |  ETO G |  ETO G |
| Biberon nu | |  ETO G | |  ETO G |  ETO G |

Conditionnement

-  Individuel
-  Vrac

Type de traitement

-  ETO
-  Gamma

Tétines avec cache-tétine

| Tétine orange Prématuré | Tétine rose Prématuré | Tétine rouge 1V Nouveau-né | Tétine bleu 3V Nouveau-né | Tétine rouge 1V Nipple | Tétine bleu 3V Nipple |
|---|---|---|---|---|--|
|  ETO G |  ETO G |  ETO G |  ETO G |  ETO G |  ETO G |

Biberons assemblés prêts à l'emploi avec tétine et cache-tétine

| Biberons-Tétines | Tétine rose Prématuré | Tétine rouge 1V Nouveau-né | Tétine bleu 3V Nouveau-né |
|------------------|---|--|--|
| Biberon 50 ml |  ETO G |  ETO G |  ETO G |
| Biberon 130 ml |  ETO G |  ETO G |  ETO G |
| Biberon 240 ml | |  ETO G |  ETO G |

| | |
|--------------------------------|---|
| Dénomination | Biberons à usage unique avec ou sans capuchon – Pas de vis Universel Biberons à usage unique avec tétine – Pas de vis Universel Tétines à usage unique – Pas de vis Universel |
| Matières | Biberon, Cache-tétine : Polypropylène (PP) Capuchon : Polyéthylène Haute Densité (HDPE) Tétine : Elastomère thermoplastique (TPE) Anneau : Polyéthylène Haute Densité (HDPE) Garanti sans latex, sans phtalates, sans BPA, sans BPS |
| Type de traitement | Stérilisation NAS 10 ⁻⁶ par ETO ou Désinfection NAS 10 ⁻² par irradiation Gamma |
| Directive Européenne 93/42/CEE | Dispositif Médical IIa |

Beldico développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés et se focalise tout spécialement sur les besoins spécifiques des nouveaux-nés et prématurés.

Biberons – tétines – sucettes
Expression et traitement du lait maternel
Réchauffement du lait maternel ou maternisé

Fabricant

BELDICO
Rue André Feher 3
BE-6900
Marche-en-Famenne
BELGIQUE
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Distributeurs

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.
Place Marcel Broodthaers 8/5
BE-1060 Bruxelles
BELGIQUE
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

BELDICO B.V.
Verlengde Poolseweg 16
NL-4818 CL Breda
PAYS-BAS
Tel : 0031 (0) 765 244 663
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S
ZA Node Park Touraine
Rue Gilles de Gennes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr