

# Inserts pour Chauffe-biberons & Pasteurisateur



Pour faciliter le quotidien des soignants lors de la préparation des repas de leurs petits patients, Beldico a développé des inserts permettant chauffer différents volumes de biberons et de seringues d'alimentation entérale dans un même cycle.

S'adaptant parfaitement dans les cavités des chauffe-biberons et du pasteurisateur Beldico, et conçus dans le même matériau que les blocs chauffants de ces appareils, les inserts distribuent la chaleur en continu de façon homogène au lait.

Les inserts sont remplaçables et peuvent être nettoyés et désinfectés à la main ou lavés au lave-vaisselle\*. Leur surface lisse permet de les laver ou de les stériliser aisément, afin d'assurer un réchauffement ou une pasteurisation hygiénique du lait préparé pour le bébé.

\* Nous contacter pour connaître la liste des produits de désinfection compatibles avec les chauffe-biberons et les inserts Beldico.

## Adaptateurs pour petits volumes de biberons Beldico

8618007	AE-RED-4	Adaptateur bouteille 50 ml pour 1-2-4-8-BA120 / 2-4-8-BA240**
5101891	PA45-50ML	Adaptateur bouteille 50 ml pour PA45
5100112	AE-RED-6	Adaptateur bouteille 130 ml pour 2-4-8-BA240 / PA45
5100113	Stick AE-RED-6	Stick pour retirer les adaptateurs AE-RED-6

\*\* Utiliser AE-RED-4 en combinaison avec AE-RED-6 pour les chauffe-biberons 2-4-8-BA240

## Inserts pour autres biberons spéciaux

8618008	AE-RED-1	Insert Nestlé Pre NAN 90 ml
8618005	AE-RED-2	Insert normal Friso 50 ml
8618006	AE-RED-3	Insert standard Nutrilon 60 ml Insert Milupa Aptamil Primergen 60 ml Insert Nutrilon Neonatal Start 60 ml
5100159	AE-RED-7	Insert Milupa Aptamil Malto 15 100 ml
5100160	AE-RED-8	Insert Humana Anfangsmilch PRE 90 ml Insert Nutrilon Hypo-Allergen 90 ml
5100397	AE-RED-9	Insert Milupa Nutrilon Bledina (Plastique) 90 ml

Liste non exhaustive, nous consulter pour d'autres formats.



# Inserts pour seringues entérales

Insert pour seringues 1 ml – 5 cavités

Insert pour seringues 2 ml – 4 cavités

Insert pour seringues 5 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringue 20 ml – 1 cavité

Insert pour seringue 35 ml – 1 cavité

Insert pour seringue 60 ml – 1 cavité


Insert pour seringues 2,5 ml + 5 ml + 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 2 ml + 2x 10 ml – 3 cavités

Insert pour seringues 5 ml + 10 ml – 2 cavités

## Liste non exhaustive, nous consulter pour d'autres formats, en nous précisant :

- Marque des seringues
- Type de connexion (ENFit, ...)
- Position de la connexion (centrale, excentrée)
- Volume des seringues utilisées
- Utilisation ou non avec une étiquette externe collée sur la seringue



Beldico développe, produit et commercialise des dispositifs médicaux pour la nutrition des bébés et se focalise tout spécialement sur les besoins spécifiques des nouveau-nés et prématurés.

**Biberons – tételles – tétines – sucettes**  
**Expression et traitement du lait maternel**  
**Réchauffement du lait maternel ou maternisé**

### Fabricant

AERNE ANALYTIC E.K.

ALLEMAGNE

[www.aerne-analytic.de](http://www.aerne-analytic.de)

### Distributeurs

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.

Chaussée de Wavre 1110/7

BE-1160 Auderghem

Bruxelles

BELGIQUE

Tel : 0032 (0) 2 660 50 75

[www.intermed.be](http://www.intermed.be)

BELDICO B.V.

Marketing 22b

NL-6921 RE Duiven

PAYS-BAS

Tel : 0031 (0) 263 210 210

[www.beldico.nl](http://www.beldico.nl)

BELDICO france S.A.S

ZA Node Park Touraine

Rue Gilles de Genes-BP8

F-37310 Tauxigny

FRANCE

Tel : 0033 (0) 247 255 650

[www.beldico.fr](http://www.beldico.fr)