




beldico

Transportzakken voor organen en weefsels voor transplantatie



LIFE STARTS WITH US

Elke donatie van menselijke organen en weefsels is kostbaar.

Het transport is één van de kritieke fasen in het transplantatieproces. Het te transplanteren orgaan of weefsel moet zo min mogelijk schade oplopen.

Beschermd door een meervoudige steriele barrière moet het uitgenomen orgaan volgens de geldende aanbevelingen in een voor dit gebruik bestemde container worden geplaatst en vervoerd.



Vervoer transplantatie-organen en -weefsels in alle veiligheid met de **steriele zakken voor orgaantransplantatie van Beldico**

Beldico orgaantransplantatiezakken zijn **steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik** ontwikkeld om te voldoen aan precieze specificaties om menselijke organen en weefsel in alle veiligheid te kunnen vervoeren.

De zakken worden **aangeboden als praktische sets om aan de behoeften van de zorgverleners te voldoen** en zijn voorzien van een aangepast sluitsysteem. Sommige zakken zijn voorzien van niet-verwijderbare, voorgedrukte etiketten om zorgverleners te helpen bij de exacte identificatie van de te transplanteren inhoud (bv.: linker tibia, rechter femur enz.).



• **HYGIËNISCH** : Beldico orgaantransportzakken zijn steriel en voor eenmalig gebruik en beperken daarmee het risico op infectieuze besmetting of beschadiging van het transplantaat.

• **VEILIG EN RISICOVRIJ**: Elke zak is handmatig gecontroleerd om de afwezigheid van lekken te verifiëren. Het transplantaat blijft gedurende het volledige transport beschermd.

• **PRAKTISCH** : De Beldico sets bestaan uit zakken van verschillende afmetingen om zo goed mogelijk aangepast te zijn aan de afmetingen voor elk te transplanteren orgaan of weefsel.

• **FLEXIBEL** : De Beldico sets zijn geschikt voor elk type menselijk orgaan of weefsel, als de maat van de gekozen orgaantransportzak volgens de arts geschikt is.

Beldico orgaantransportzakken kunnen tot -80°C worden bevroren en zijn **compatibel met de meest gebruikte conserveringsvloeistoffen** voor het transport van menselijke organen en weefsels.



8357999	HPF0578	FEMORAL TRANSPLANT+ 2 BAGS	1 zak 18x35 cm 1 zak 25x46 cm	Enkele verpakking 50 st/doos
8357987	HPF0651	SACS PR TRANSPL. DE FOIE M1	3 zakken 51x55 cm 1 zak 18x34 cm	Dubbele verpakking 20 st/doos
8357995	HPF0653	SACS PR TRANSPL.DE REIN	2 zakken 25x35 cm 2 zakken 25x46 cm	Enkele verpakking 50 st/doos
8357960	HPF0654	SACS PR TRANSPLANT DE REINS-COEUR	3 zakken 25x35 cm 3 zakken 18x34 cm 1 zak 25x46 cm	Dubbele verpakking 10 st/doos
8357116	HPF5586	MOD TRANSPLANT BAG KIDNEY	4 zakken 25x34 cm 4 zakken 25x35 cm	Dubbele verpakking 25 st/doos
8357117	HPF5587	MOD.TRANSPL.BAG LIVER	3 zakken 55x50 cm 1 zak 25x35 cm	Dubbele verpakking 25 st/doos
8357118	HPF5588	MOD TRANSPLANT. BAG HEART	3 zakken 25x35 cm	Dubbele verpakking 30 st/doos
8357119	HPF5867	TRANSPLANT KIDNEY BAG	4 zakken 25x35 cm 2 zakken 18x35 cm	Dubbele verpakking 10 st/doos
8357970	HPF6008	EMBALLAGE TISSUS	2 zakken 25x70 cm 2 zakken 25x60 cm 3 zakken 25x50 cm 4 zakken 18x60 cm 4 zakken 18x50 cm 3 zakken 18x34 cm 2 zakken 25x34 cm	Dubbele verpakking 10 st/doos
5100954	HPF6993	SAC TRANSPLANT OSSEUX 60X22CM	1 zak 22x54 cm 1 zak 22x57 cm 1 zak 22x60 cm	Dubbele verpakking 25 st/doos
5100153	HPF9277	TRANSPLANT TRANSPORTATION BAG 50X62CM	3 zakken 62x50 cm	Dubbele verpakking 25 st/doos

Standaard kenmerken

Beldico luistert naar de gebruikers van zijn producten en heeft de orgaantransportzakken set samengesteld volgens de behoeften die door zorgverleners zijn aangegeven en met inachtneming van de geldende regelgeving.

Omschrijving	Steriele zakken voor transport van organen
Materiaal	Polyethyleen van lage dichtheid (LDPE) Gegarandeerd latexvrij, zonder ftalaten, BPA of BPS Recycleerbaar, hulpmiddel dat moet worden afgevoerd volgens de van toepassing zijnde procedures voor verwerking van ziekenhuisafval
Kleur	Transparant en kleurloos
Type behandeling	Sterilisatie NAS 10^{-6} met Gammastraling op 2,5 MRAD
Chemische compatibiliteit	• Fysiologische oplossing NaCl 0,9% • UW-oplossing • HTK-oplossing • Celsior • Euro-Collins-oplossing
Gebruiksvoorwaarden	Kan tot -80°C worden ingevroren
Bewaar- en opslagomstandigheden	Bij normale (kamer) omgevingstemperatuur en niet blootgesteld aan zonlicht
Geldigheidsduur van het product	5 jaar
Belangrijkste oepasselijke normen	EN ISO 11137-1 & 2 - Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg – Radiatie ISO 14644-1 & 2 - Schone ruimtes en bijbehorende gecontroleerde omgeving EN ISO 10993-1 - Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen L929 NRU Cytotoxiciteitstest (1 concentratie) - ISO Intracutane injectietest - ISO Kligman Maximization Test - ISO Systemische injectietest - ISO Hemolyse – konijnenbloed – ASTM Direct en Indirect Contact Bacteriële Endotoxines: overeenkomstig de Europese farmacopee
Europese Richtlijn 93/42/EEG	Medisch hulpmiddel IIa

BNL-SSTP-062021-VI - Ontwerp: big communication - Foto's: Freeplik - Aan het document en de foto's kunnen geen rechten worden ontleend en ze kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.

Beldico is ISO 13485 gecertificeerd en stelt zijn plasturgiedeskundigheid ten dienste van de ziekenhuiswereld voor het levensbehoud van de meest kwetsbare.

Neonatalogie : flesjes, spenen, fopspenen enz.

Infuus : sets, verlengingen en accessoires

Aspiratie : lijnen en accessoires

Celtransfer : transfer- en opslaglijnen en -zakken voor mengsels van bloedstamcellen, plasma en conserveringsoplossingen

Transplantatie van organen : transportzakken

Fabrikant

BELDICO
Rue André Feher 3
6900 Marche-en-Famenne
BELGIË
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Distributeurs

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS N.V.
Waversesteeweg 1110/7
1160 OUDERGEM
Brussel
BELGIË
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

BELDICO B.V.
Marketing 22b
NL-6921 RE Duiven
NEDERLAND
Tel : 0031 (0) 263 210 210
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S
ZA Node Park Touraine
Rue Gilles de Gennes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr