

# Nasogastric tubehouder Dale

Superieure fixatie van voedings- en aspiratiesondes



De Dale NasoGastric Tube holder is ideaal voor voedings- en aspiratiesondes in verschillende maten, van 5 - 18 French zoals:

- Salem tube (maagsonde met extra lumen)
- Levin tube (nasogastrische sonde)
- Voedingssonde

**De unieke, dubbel in elkaar draaiende, uiteinden zorgen voor een superieure fixatie van de sonde.**

De niet klevende uiteinden zorgen ervoor dat het verwijderen van de tubehouder makkelijk verloopt zonder dat een schaar of andere verwijderoplossingen nodig zijn.

Contacteer ons : 02 535 03 80 / [info.interventionalcare@tsc-be.com](mailto:info.interventionalcare@tsc-be.com)

### Voordelen:

- Makkelijk in gebruik
- Ultieme fixatie van verschillende sondes
- Voorkomt neus- irritatie, erosie of necrose
- Flexibel stof zorgt voor aanpassing van de neusvorm
- Niet klevende uiteinde; houder kan makkelijk verwijderd worden
- Niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex



De nasogastrische tubehouder is **makkelijk** aan te brengen en kan bij de meeste patiënten tot drie dagen lang gedragen worden. De kleefstof is **huidvriendelijk**, maar heeft toch voldoende kleefkracht om een groot aantal verschillende tubes te fixeren. Na het verwijderen blijven er geen kleefresten of plakkerig residu achter. De ademende stof heeft een zekere **flexibiliteit**, waardoor deze zich beter aanpast aan de vorm van de neus van de patiënt.

Andere toepassingen voor het gebruik van een nasogastrische sonde:

- Bevestiging van een manometrie sonde
- 24uurs PH impedantiemetingen

Referentie	Afmeting
DL 160	Nasogastric tubehouder (volwassenen)

Contacteer ons : 02 535 03 80 / [info.interventionalcare@tsc-be.com](mailto:info.interventionalcare@tsc-be.com)