


AIGUILLE NEUROPOLE SC

Aiguille thermocouple disposable tout-en-un



- Pas de dislocation due au mouvement des thermocouples
- Câble intermédiaire pour la plupart des marques disponibles
- L'option la plus économique du marché
- Toujours parfaitement précis
- Pas de contamination croisée

TOP AIGUILLE NEUROPOLE SC

Les meilleures aiguilles NeuroPole SC pour la thermolésion et l'exposition au PRF

Imaginez une procédure RF, qu'il s'agisse d'un traitement par radiofréquence continue ou pulsée, sans avoir besoin d'un thermocouple séparé. Une procédure RF sans risques de dislocation dus à l'insertion et au retrait du thermocouple. Top rend cela possible avec les aiguilles Neuropole SC. Généralement conçue pour les lésions par radiofréquence à température contrôlée, l'aiguille Top Neuropole SC s'avérera être une grande amélioration pour votre procédure. Les aiguilles SC sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de calibres pour répondre à tous vos besoins.

Optimisez votre procédure

L'aiguille Top Neuropole SC est équipée d'un capteur de température à thermocouple intégré et d'un tube supplémentaire avec Luer Lock, pour optimiser la procédure de thermolésion. L'échange de thermocouple et de seringue, et toutes les étapes opérationnelles impliquées, ne seront plus nécessaires après avoir localisé la position correcte d'un nerf. Tout risque de dislocation lors du retrait et de la réinsertion du thermocouple ou lors de la connexion, de l'application et du retrait de la seringue est donc éliminé.

Isolée avec un revêtement Téflon médical de haute qualité, l'aiguille garantit une procédure sûre, fiable et une précision toujours parfaite.

Éliminer les problèmes de contamination croisée

Les aiguilles Top Neuropole SC sont à usage unique. Elles sont emballées individuellement dans un emballage médical scellé facile à utiliser. Epargnez-vous la logistique et les coûts de stérilisation. Les aiguilles Top Neuropole SC sont l'option la plus économique du marché.

Compatibilité

L'aiguille Top Neuropole SC est adéquate pour toutes sortes d'interventions RF.

Des câbles intermédiaires sont disponibles pour toutes les grandes marques de générateurs RF.

Référence	Longueur de l'aiguille	Gauge	Pointe active	Conditionnement
627124	60 mm	22 G	5 mm	10 pièces / boîte
627106	60 mm	21 G	10 mm	
627148*	60 mm	21 G	5 mm	
627261**	60 mm	21 G	10 mm	
E63281	100 mm	22 G	2 mm	
627125	100 mm	22 G	5 mm	
627107	100 mm	21 G	10 mm	
E63286	100 mm	18 G	10 mm	
627147*	100 mm	21 G	5 mm	
627262**	100 mm	20 G	10 mm	
627126	150 mm	20 G	5 mm	
627105	150 mm	20 G	10 mm	
627263**	150 mm	20 G	10 mm	
627114	200 mm	23 G	5 mm	

* Aiguille NeuroPole-SCU : aiguilles thermocouple échogènes jetables.

** Aiguille NeuroPole-SCC : aiguilles thermocouple courbées jetables.

